



babyphon®

**Riester**

The familiar way



Kinderfreundlich ganz in Blau! Das Einhand-Blutdruckmessgerät speziell für **Kinderarztpraxen und Krankenhäuser**. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

- Wahlweise verchromtes oder stabiles Kunststoff-Metallgehäuse
- Ergonomischer Löffelgriff aus rostfreiem Stahl
- Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei
- Mikrofilter schützt Luftablassventil und Mess-System
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane, Präzisionswerk nahezu alterungsfrei
- Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg
- Lineare Skala, bis 300 mm Hg
- Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg
- Inkl. gepolsterter Nylon-Reißverschlusstasche
- Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen und -Ausführungen

Ø 49 mm, Metall, 1-Schlauch, kinderfreundlich

Set I Klettenmanschette Kinder, Säuglinge und Neugeborene

Nr. 1440

Set II Klettenmanschette Kinder, Säuglinge, Neugeb. + Stethoskop duplex® baby

Nr. 1440-501

Ø 63 mm, Kunststoff/Metall, 1-Schlauch, kinderfreundlich

Set I Klettenmanschette Kinder, Säuglinge und Neugeborene

Nr. 1441

Set II Klettenmanschette Kinder, Säuglinge, Neugeb. + Stethoskop duplex® baby

Nr. 1441-501

**English:** Suitable for children, all in blue! The palm-style sphygmomanometer especially for **paediatrician's offices and hospitals**. Also available as a non-latex model (please quote LF for latex-free).

- Choice of either chrome or sturdy plastic/metal casing
- Ergonomic spoon-shaped handle made of stainless steel
- Precision pressure-release valve, permits fine regulation and is non-wearing
- Micro-filter protects pressure-release valve and measurement system
- Special hardened copper-beryllium membranes, virtually unchangeable precision workings
- Membrane can withstand overpressures of up to 600 mm Hg
- Linear scale, up to 300 mm Hg
- Maximum error tolerance of +/- 3 mm Hg
- Includes padded nylon zipper bag
- Comprehensive range of different cuff sizes and designs

Ø 49 mm, Metall, metal, 1 tube, suitable for children

Set I Velcro cuff child, baby and infant

Set II Velcro cuff child, baby and infant + Stethoscope duplex® baby

No. 1440

No. 1440-501

Ø 63 mm, plastic/metal, 1 tube, suitable for children

Set I Velcro cuff child, baby and infant

Set II Velcro cuff child, baby and infant + Stethoscope duplex® baby

No. 1441

No. 1441-501

**Français :** Tout en bleu et adapté aux enfants ! C'est le tensiomètre manopaire spécialement conçu pour l'usage en **cabinets de pédiatrie et en établissements hospitaliers**. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex).

- Il est disponible au choix avec boîtier chromé ou en plastique/métal robuste.
- Poignée-cuillère ergonomique en acier inoxydable
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, mécanisme de précision quasiment inaltérable
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Graduation linéaire, allant jusqu'à 300 mm Hg
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- Appareil livré avec étui rembourré en nylon et à fermeture éclair
- Large gamme de différents modèles et tailles de brassards

Ø 49 mm, métal, tubulure simple, adapté aux enfants

Set I Brassard à bandes velcro pour enfants, nourrissons et nouveau-nés

Set II Brassards à bandes velcro pour enfants, nourrissons, nouveau-nés + stéthoscope duplex® baby

No. 1440

No. 1440-501

Ø 63 mm, plastique/métal, tubulure simple, adapté aux enfants

Set I Brassard à bandes velcro pour enfants, nourrissons et nouveau-nés

Set II Brassards à bandes velcro pour enfants, nourrissons, nouveau-nés + stéthoscope duplex® baby

No. 1441

No. 1441-501

**Español:** Color azul, atractivo para los niños. El tensiómetro para usar con una sola mano especial para **consultorios pediátricos y hospitales**. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia "LF").

- Puede elegirse entre carcasa cromada o carcasa resistente de plástico/metal
- Mango de cuchara ergonómico de acero inoxidable
- Válvula de purga de aire de precisión, con ajuste fino y sin desgaste
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio; el mecanismo de precisión prácticamente no envejece
- Membrana resistente a sobrepresiones hasta 600 mm Hg
- Escala lineal hasta 300 mm Hg
- Máxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg
- Incluye bolsa acolchada de nylon con cremallera
- Amplia selección de diferentes tamaños y versiones de brazalete

Ø 49 mm, metal, 1 tubo, especial para niños

Conjunto I Brazalete de velcro para niños, lactantes y neonatos

Conjunto II Brazalete de velcro para niños, lactantes y neonatos + estetoscopio duplex® baby

No. 1440

No. 1440-501

Ø 63 mm, plástico/metal, 1 tubo, especial para niños

Conjunto I Brazalete de velcro para niños, lactantes y neonatos

Conjunto II Brazalete de velcro para niños, lactantes y neonatos + estetoscopio duplex® baby

No. 1441

No. 1441-501

**Italiano:** Di aspetto gradito ai bambini, tutto in blu! Lo sfigmomanometro a una mano studiato appositamente per **ambulatori pediatrici e ospedali**. Disponibile anche nella versione senza lattice (si prega di indicare LF nell'ordine).

- A scelta contenitore cromato o in plastica/metallo molto resistente
- Cucchiaino ergonomico in acciaio inox
- Valvola di sfogo dell'aria tarata di precisione e antiusura
- Microfiltro per la protezione della valvola di sfogo e del sistema di misurazione
- Membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione praticamente inalterabile nel tempo
- Membrana resistente a pressioni elevate fino a 600 mm Hg
- Scala lineare fino a 300 mm Hg
- Tolleranza massima d'errore di +/- 3 mm Hg
- Fornito di borsa imbottita in nylon con cerniera lampo
- Ampia scelta tra bracciali di varie misure e diverse versioni

Ø 49 mm, metallo, 1 tubo, per bambini

Set I Bracciale in velcro per bambini, lattanti e neonati

Set II Bracciale in velcro per bambini, lattanti, neonati + stetoscopio duplex® baby

No. 1440

No. 1440-501

Ø 63 mm, plastica/metallo, 1 tubo, per bambini

Set I Bracciale in velcro per bambini, lattanti e neonati

Set II Bracciale in velcro per bambini, lattanti, neonati + stetoscopio duplex® baby

No. 1441

No. 1441-501