

ri-med®

Riester

The familiar way



Ergonomische Gestaltung, **modernste Technik und ansprechendes Design** – das ist ri-med® Blutdruckmesstechnik. Durch die besondere Formgebung für Links- und Rechtshänder gut geeignet. Automatischer Luftablass von 2-3 mm Hg/s einfach per Fingerdruck. Lieferbar als 1-Schlauch, Doppelschlauchmodell oder im Set mit drei Manschettengrößen. Der besondere Kniff: Einfach umrüstbar vom 1-Schlauch zum Doppelschlauchmodell. Mit Signierfeld für Personalisierung. Auch in latexfreier Ausführung verfügbar (bitte „LF“ für latexfrei angeben).

- Große Skala Ø 63 mm von 0 - 300 mm Hg
- Sichere Schlauchverschraubung aus Metall
- Mikrofilter schützt Luftablassventil und Mess-System
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium Membrane, nahezu alterungsfrei
- Präzisionswerk für zuverlässige Messungen

- Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg
- Latexfreier Ball zum Aufpumpen der Manschette
- Maximale Fehlertoleranz: +/- 3 mm Hg
- In gepolsterter Nylon-Reissverschluss tasche
- Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen und -Ausführungen

Klettenmanschette Erw.

Set: 1-Schlauch, 3 Klettenmansch, Box für Tisch / Wand
inkl. Schrauben und Dübel

1-Schlauch

Nr. 1500

Nr. 1502

Doppelschlauch

Nr. 1501

English: Ergonomic shape, **latest technology and attractive design** – that sums up the ri-med® blood pressure measurement technology. The distinctive design makes it suitable for left and right-handed individuals. Simple automatic air-release of 2-3 mm Hg per second using finger pressure. Available as single-tube or double-tube models or as a set with three cuff sizes. The unique feature is: simple conversion from single-tube to double-tube model. Space for initials allows for personalisation. Also available as latex-free model (please specify "LF" for latex-free).

- Large scale diameter 63 mm from 0 - 300 mm Hg
- Secure tube screw attachment made of metal
- Micro-filter protects air-release valve and measurement system
- Special hardened copper-beryllium membrane, virtually no ageing

- Precision mechanics for reliable measurements
- Membrane can withstand overpressures up to 600 mm Hg
- Latex-free bulb to inflate the cuff
- Maximum error tolerance: ± 3 mm Hg
- In padded nylon zip fastener case
- Comprehensive range of different cuff sizes and models

Velcro cuff adult.

Set: single-tube, 3 Velcro cuffs, box for desk / wall incl. screws and wall-plugs

Single-tube

No. 1500

No. 1502

Double-tube

No. 1501

Français : Conception ergonomique, **mécanisme des plus modernes et design esthétique**, c'est ce qu'offre la technique de prise de tension ri-med®. La forme spéciale de l'appareil fait de celui-ci un appareil aussi bien adapté aux droitiers qu'aux gauchers. Dégonflage automatique de 2 à 3 mm Hg/s sur simple pression du doigt. Disponible en modèle à tubulure simple, à tubulure double ou bien en set, avec trois tailles de brassard. L'astuce : le modèle à tubulure simple peut aisément être transformé en un modèle à tubulure double. Avec espace réservé à la personnalisation. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex).

- Graduation de grande taille, Ø 63 mm, de 0 à 300 mm Hg
- Grande sûreté du raccord métallique à vis pour la tubulure
- Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable

- Mécanisme de précision garantissant des mesures fiables
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Poire sans latex pour le gonflage du brassard
- Tolérance maximale d'erreur : ± 3 mm Hg
- Appareil livré dans un étui rembourré en nylon et à fermeture éclair
- Large gamme de différents modèles et tailles de brassards

Brassard velcro, adulte

Set : tubulure simple, trois brassards velcro, boîtier pour rangement sur la table ou au mur, vis et chevilles comprises.

Tubulure simple

No. 1500

No. 1502

Tubulure double

No. 1501

Español: Diseño ergonómico, **tecnología punta y diseño atractivo:** medición de la tensión arterial ri-med® Su forma especial lo hace apropiado para usuarios diestros o zurdos. Purga de aire automática de 2-3 mm Hg/s con una sencilla presión del dedo. Disponible como modelo de 1 tubo, doble tubo o en un juego con tres tamaños de brazalete. El detalle ingenioso: puede transformarse de forma sencilla de modelo de 1 tubo a modelo de doble tubo. Con recuadro personalizable. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia "LF").

- Escala grande Ø 63 mm de 0 a 300 mm Hg
- Unión atornillada metálica para asegurar el tubo firmemente
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece

- Mecanismo de precisión para mediciones fiables
- Membrana resistente a sobrepresiones hasta 600 mm Hg
- Pera sin látex para inflar el brazalete
- Máxima tolerancia de error: ± 3 mm Hg
- En bolsa acolchada de nylon con cremallera
- Amplia selección de diferentes tamaños y versiones de brazalete

Brazalete de velcro para adultos

Conjunto: 1 tubo, 3 brazaletes de velcro, caja de sobremesa / mural Incluye tornillos y tacos.

1 tubo

No. 1500

No. 1502

Doble tubo

No. 1501

Italiano: Forma ergonomica, **tecnologia all'avanguardia e gradevole design** – ecco lo sfigmomanometro ri-med®. Grazie alla particolare forma, questo modello si adatta agevolmente all'uso per destri e mancini. Regolazione automatica della velocità di scarico dell'aria di 2-3 mmHg/s semplicemente con un solo dito. Disponibile nella versione a uno o due tubi, oppure nel set con bracciali di tre diverse misure. Un piccolo trucco: lo strumento può essere trasformato dalla versione a 1 tubo alla versione a 2 tubi con una semplice manovra. Con campo personalizzabile. Disponibile anche nella versione senza lattice (si prega di indicare „SL" nell'ordine).

- Scala molto ampia (Ø 63 mm) da 0 a 300 Hg
- Sicuro innesto a vite del tubo in metallo
- Microfiltro per la protezione della valvola di sfiato e il sistema di misura
- Membrana speciale in rame-berillio temprato, praticamente inalterabile nel tempo

- Componente di precisione per misurazione affidabili
- Membrana resistente a pressioni elevate fino 600 mmHg
- Monopalla in lattice per l'insufflazione del bracciale
- Tolleranza massima d'errore dell'apparecchio: ± 3 mmHg
- Fornito di borsa imbottita in nylon con cerniera lampo
- Ampia scelta tra bracciali di varie misure e diverse versioni

Bracciale in velcro adulti

Set: 1 tubo, 3 bracciali in velcro, scatola per montaggio a tavolo / a parete incl. viti e tasselli

1 tubo

No. 1500

No. 1502

Doppio tubo

No. 1501