

ri-mega®

**Riester**

The familiar way



**Exklusivität in Reinform!** Modernes Design vereint sich im Einhand-Aneroid-Blutdruckmessgerät ri-mega® mit **höchster Anwenderfreundlichkeit**, praxisorientierter Funktionalität und ansprechendem Aussehen. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

- Schnell umrüstbar vom Rechts- zum Linkshänder-Modell
- Gummi-Gehäuseschutz
- Gute Ablesbarkeit der Skala Ø 53 mm
- Schlauchverschraubung schwarz verchromt zum raschen Wechseln von Manschetten
- Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei
- Mikrofilter schützt Luftablassventil und Mess-System
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane, nahezu alterungsfrei
- Das Präzisionswerk garantiert zuverlässige Messungen
- Membrane hält Druck bis zu 600 mm Hg stand
- Gut ablesbare lineare Skala von 0 - 300 mm Hg
- Latexfreier Ball zum Aufpumpen der Manschette
- Maximale Fehlertoleranz: +/- 3 mm Hg
- In gepolsterter Reißverschluss tasche
- Umfassende Auswahl an Manschettengrößen und -Ausführungen

Ø 53 mm, 1-Schlauch

Baumwoll-Wickelmansch. Erw.

Baumwoll-Hakenmansch. Erw.

Kalibr. Nylon-Klettenmansch. Erw.

schwarz

**Nr. 1505**

**Nr. 1506**

**Nr. 1507**

**English: Exclusivity in pure form!** Modern design is combined in the ri-mega® palm-style aneroid sphygmomanometer with **maximum user friendliness**, practice-orientated functionality and an attractive appearance. Also optionally available in a latex-free version (when ordering enter LF for latex-free).

- Converts quickly from right-hand to left-hand configuration
- Rubberized housing protection
- Easily legible Ø 53 mm scale
- Tube screw connection chromium-plated in black for rapid cuff changing
- Precision air release valve with fine adjustment and wear-free
- Microfilter protects air release valve and measuring system
- Specially tempered copper-beryllium diaphragm, almost non-aging
- The precision movement guarantees reliable measurements
- The diaphragm maintains the pressure up to 600 mmHg
- Easily legible scale from 0 to 300 mmHg
- Latex bulb for pumping up the cuff
- Maximum error tolerance of +/- 3 mmHg
- In padded and zippered nylon case
- Comprehensive selection of different sizes and versions of cuffs

Ø 53 mm, single-tube	black
Cotton bandage cuff, adult	<b>No. 1505</b>
Cotton hook cuff, adult	<b>No. 1506</b>
Calibrated nylon velcro cuff, adult	<b>No. 1507</b>

**Français : L'exclusivité sous sa forme la plus pure !** Chez le tensiomètre anéroïde manopaire ri-mega®, le design moderne s'allie parfaitement à l'**extrême facilité d'utilisation**, à la fonctionnalité tournée vers la pratique et à l'esthétique séduisante. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex)

- Transformation rapide du modèle pour droitiers en un modèle pour gauchers
- Protection en caoutchouc pour le boîtier
- Bonne lisibilité de l'échelle graduée Ø 53 mm
- Raccord à vis chromé noir pour la tubulure, pour un changement rapide de brassard
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- Le mécanisme de précision garantit la fiabilité des prises de mesures
- Membrane résistante à une pression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Bonne lisibilité de la graduation linéaire allant de 0 à 300 mm Hg
- Poire sans latex pour le gonflage du brassard
- Tolérance maximale d'erreur : +/- 3 mm Hg
- Appareil livré dans un étui rembourré en nylon et à fermeture éclair
- Large gamme de divers modèles et tailles de brassards

Ø 53 mm, un tube	noir
Brassard enveloppant, en coton, adulte	<b>No. 1505</b>
Brassard à crochets, en coton, adulte	<b>No. 1506</b>
Brassard calibré à bandes velcro, en nylon, adulte	<b>No. 1507</b>

**Español: ¡Exclusividad en estado puro!** En el tensiómetro aneroide ri-mega® para usar con una sola mano, el diseño más moderno se une a la **máxima facilidad de uso**, una excelente funcionalidad en la práctica y un aspecto atractivo. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia "LF").

- Rápidamente transformable de modelo para diestros en modelo para zurdos
- Protección de caucho para la carcasa
- Escala de Ø 53 mm de lectura cómoda
- Unión atornillada del tubo negra, cromada, para cambiar rápidamente los brazaletes
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece
- El mecanismo de precisión garantiza mediciones fiables
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición
- Membrana resistente a presiones de hasta 600 mm Hg
- Escala lineal de lectura fácil, 0-300 mm Hg
- Pera sin látex para inflar el brazalete
- Máxima tolerancia de error: +/- 3 mm Hg
- En funda acolchada con cremallera
- Amplia selección de tamaños y versiones de brazalete

Ø 53 mm, 1 tubo	noir
Brazalete de algodón arrollable, adultos	<b>No. 1505</b>
Brazalete de algodón con gancho, adultos	<b>No. 1506</b>
Brazalete de nylon calibrado, con velcro, adultos	<b>No. 1507</b>

**Italiano: Esclusività allo stato puro!** Il design moderno dello sfigmomanometro ad aneroide ri-mega®, manovrabile con una sola mano, si fonde con un **comfort straordinario**, l'elevata funzionalità e grande eleganza. Disponibile anche nella versione senza lattice (si prega di indicare "LF" nell'ordine).

- Possibilità di rapida conversione da modello per destrismo a modello per mancinito
- Protezione antiurto del contenitore in gomma
- Scala di facile lettura (Ø 53 mm)
- Innesto a vite del tubo cromato nero per la rapida sostituzione dei bracciali
- Valvola di sfogo tarata di precisione e antiusura
- Microfiltro per la protezione della valvola di sfogo e il sistema di misura
- Membrana speciale in rame-berillio temprato, praticamente inalterabile nel tempo
- La componente di precisione garantisce misurazione affidabili
- Membrana resistente a pressioni elevate fino 600 mmHg
- Scala lineare graduata di facile lettura da 0 a 300 mmHg
- Monopalla in lattice per l'insufflazione del bracciale
- Tolleranza massima d'errore dell'apparecchio: +/- 3 mmHg
- Fornito di borsa imbottita con cerniera lampo
- Ampia scelta tra bracciali di varie misure e diverse versioni

Ø 53 mm, 1 tubo	nero
Bracciale di cotone a fascia adulti	<b>No. 1505</b>
Bracciale di cotone a ganci adulti	<b>No. 1506</b>
Bracciale calibrato velcro-nylon adulti	<b>No. 1507</b>